



BerkelBike

We make your legs move!



Elektrische trapondersteuning

BerkelBike wordt gesteund door:



revalidatiefonds



Elektrische trapondersteuning

Mis je de kracht om zelf een fiets in beweging te zetten? De elektrische trapondersteuning helpt je om je bestemming te bereiken, terwijl je benen een natuurlijke trapbeweging maken.

De motor van de trapondersteuning wordt geïnstalleerd op het frame. Ben je niet zeker of je extra ondersteuning nodig hebt? De trapondersteuning kan altijd later nog gemonteerd worden op de BerkelBike en de EasyLegs.



- **Uitgerust met een krachtige Lithium-ion-accu**
- **Trapondersteuning drijft direct de pedalen aan**
- **Op motorkracht wegrijden**
- **Zes verschillende niveaus van ondersteuning**

Fietsen met elektrische trapondersteuning

De trapondersteuning van de BerkelBike heeft een self-drive knop. De trapondersteuning van de EasyLegs wordt geactiveerd via een gashendel. De trapondersteuning kan gebruikt worden om op gang te komen of met een lage snelheid een helling te beklimmen. De combinatie van de eerste versnelling en de trapondersteuning maken dat je zonder problemen bergop fietst.

Welke vorm van trapondersteuning heb ik nodig?

Beide uitvoeringen (Pro en Connect) van de BerkelBike en de EasyLegs kunnen uitgerust worden met de elektrische trapondersteuning. Omdat de motor niet in het wiel geplaatst wordt, draait hij niet bij uitgeschakelde trapondersteuning en veroorzaakt deze geen extra weerstand. Meer weten? Neem contact met ons op.

Distributeur
in Nederland:

Pom

Revalidatietechniek

Hengstdal 3, 6522 JV Nijmegen

Tel: 024 365 9550

Fax: 024 365 9709

www.pomnijmegen.nl

revalidatietechniek@pomnijmegen.nl

Dealerstempel: